

Cercon ht –

новое поколение оксида циркона
с выдающейся прозрачностью
для высокоэстетичных реставраций

Окклюзионно минимальная толщина
стенки 0,5 мм, включая 0,1 мм резерв
для шлифования



Бережное по отношению к
субстанции зуба циркулярное
препарирование.
Минимальная толщина
стенки 0,4 мм

Минимальная
толщина стенки
по краю 0,2 мм

Надежность применения

Клиническая надежность

Надежность в будущем

Cercon®

Доказано, что Cercon ht безопасен для антагонистов – даже если проводится шлифование¹ – и позволяет изготавливать коронки и мосты для боковых зубов в полную анатомическую форму с особой бережностью по отношению к субстанциям зуба.

Представительство в странах СНГ

Балуева Наталья Анатольевна
+7 916 161 5589
natalya.balueva@dentsply.com

Добросельский Константин Владиславович
+7 916 305 1205

Cercon ht – добрые чувства тройной надежности циркона.

¹ Источник: Университет Regensburg, 2011.

www.degudent.ru

DeguDent
A Dentsply Company